

Bravo™

BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS

IMPORTANT

Please read this information and the **Bravo™** Owner's booklet before using the **Bravo™** Test Strips.

INTENDED USE AND TEST PRINCIPLE

The **Bravo™** Test Strip works with the **Bravo™** Blood Glucose Meter to quantitatively measure glucose in whole blood. The **Bravo™** Blood Glucose Monitoring System is for self-testing outside the body (*in vitro* diagnostic use). The **Bravo™** Blood Glucose Monitoring System should not be used for the diagnosis of diabetes or for testing newborns. The glucose in a blood sample mixes with special test strip chemicals where a small electrical current is produced. The **Bravo™** Meter detects this electrical current and measures the amount of glucose in the blood sample.

STORAGE AND HANDLING

- Store test strips only in their original vial.
- Store vial in a cool and dry place between 1-30° C (34-86° F).
- Keep the vial away from direct sunlight or heat.
- Do not freeze test strips or vial.
- Close vial cap tightly immediately after removing a test strip.
- Use test strip immediately after taking it out of the vial.
- Handle test strips only with clean and dry hands.
- Do not bend, cut, or alter the test strips in any way.
- Do not force a test strip into the meter. Gently push it into the meter's test strip port.
- Apply *only* fresh whole capillary blood to the test strip.
- Do not use test strips past expiration or discard date. Use test strips within six (6) months of opening the vial. Record the discard date (the date the vial was opened plus six (6) months) on the vial label.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Keep test strips and the test strip vial away from children. The test strips and vial cap may be choking hazards. Drying agents in the vial cap may be harmful if inhaled or swallowed or may cause skin or eye irritation.
- Test strips are for single use only. Do not reuse.
- If the test strip does not absorb the blood sample properly, please contact your authorized **Endomedical™** sales representative.

BLOOD SAMPLE COLLECTION PROCEDURE

Wash hands and sample site with soap and warm water. Rinse and dry thoroughly before collecting the blood sample with a lancing device.

Fingertip Site Blood Sampling

Unscrew lancing device tip. Place cocked lancing device against fingertip side. Press release button. Massage fingertip to obtain round drop (at least 0.5 μ L) of blood. Apply test strip tip to blood sample.

Alternative Site Blood Sampling (forearm, palm, thigh, calf)

Select a clean, soft and fleshy sample site area free of visible veins and hair and away from bones. Gently massage the sample site to help blood circulation to minimize result differences between fingertip and alternative site sampling. Firmly press and hold the lancing device against site. Wait until the skin surface under the lancing device changes color. Then press the release button while continuing to apply pressure. Keep holding the lancing device against your skin until sufficient (at least 0.5 μ L) blood is drawn. Carefully lift the lancing device away from your skin.

Acceptable situations for AST

- Fasting period
- Before a meal


Situations requiring fingertip test


- When the glucose levels are rapidly changing (during the two hours after a meal, insulin dose or exercise)
- When sick or when glucose levels seem quite lower than test value
- When hypoglycemia is not well recognized (hypoglycemic unawareness)
- When insulin has the biggest effect
- 2 hours after an insulin injection
- If you think your blood glucose is low
- If you think you will be driving a car or operating machinery

CAUTION

Alternative site and fingertip results may differ significantly due to rapid changes in the glucose level after meals or exercise, hypoglycemic symptoms, or effects of drugs such as insulin. Rubbing the test site before collecting blood reduces these differences. Use a fingertip sample site if you suffer from hypoglycemia or have experienced hypoglycemic shock or symptoms.

TEST PROCEDURE

- 1) Wash hands and sample site with soap and warm water. Rinse and dry thoroughly.
- 2) Insert the test strip into the port with contact bars facing upwards. Push the strip in gently until the meter beeps.
- 3) The  symbol will appear.

- 4) Use lancing device to get blood sample. Sample must be at least 0.5 μ L to fill the test strip confirmation window. When the  symbol appears on display, apply blood sample to edge of the narrow end of the test strip until meter beeps. If confirmation window has not filled, Er4 message or inaccurate test results will appear.
- 5) Meter will count down from five-to one (5 -to-1) on the display. Test result, time, and date will appear and automatically store in meter memory. Remove used test strip from port. Meter will turn off after three (3) seconds.

TEST RESULTS

The **Bravo™** Blood Glucose Meter will display results between 1.1-33.3 mmol/L.

Blood Glucose Targets for Most People with Diabetes

A recommended target for fasting blood glucose or glucose before meals is 4,0-7,0 mmol/L. A recommended target for blood glucose 2 hours after eating is 5,0 to 10,0 mmol/L.¹

Low Blood Glucose Results

If the test result is below 1.1 mmol/L, **Lo** will appear on the display indicating hypoglycemia (low blood glucose). You should follow the appropriate treatment recommendations of your healthcare professional.

High Blood Glucose Results

If the test result is above 33.3 mmol/L, **Hi** will appear on the display to indicate hyperglycemia (high blood glucose). If so, follow hyperglycemia treatment recommendations of your healthcare professional.

Unexpected Results

Low or high blood glucose readings can indicate a potentially serious medical condition. If your results are unusually high or low, or do not match the way you feel, repeat the test with a new test strip. If your reading is inconsistent with your symptoms or your result is less than 3.3 mmol/L or higher than 13.3 mmol/L, contact your healthcare professional.

Please note that:

- An abnormally high or low red blood cell count (hematocrit level over 60% or below 20%) may produce inaccurate results.
- Severe dehydration (excessive water loss) may cause false low results. If you believe you are suffering from severe dehydration, consult your healthcare professional immediately.
- There is no effect from altitude up to 3,000 m (10,000 ft) above sea level.
- Interferences: Acetaminophen, ascorbic acid (vitamin C), uric acid and other reducing substances (when occurring in normal blood or normal therapeutic concentrations) do not significantly affect results. However, abnormally high concentrations in blood may cause inaccurate high results.
- Blood samples that contain a high concentration of dissolved oxygen may lower the test result.
- Discard used test strips properly in a container for sharp objects.

METER AND TEST STRIP PERFORMANCE CHECK

The **Bravo™** Control Solution (Control A and/or B) contains a known amount of glucose that reacts with the **Bravo™** Test Strip in combination with the **Bravo™** Meters to make sure they are working properly together and the correct testing procedure is being followed.

You may run a check when you:

- Want to practice the test procedure using the control solution instead of blood.
- Use the meter for the first time.
- Open a new vial of test strips.
- Have symptoms that are inconsistent with your blood glucose test results.
- Believe your test results are not accurate.
- Suspect your meter and test strips are not performing properly.

If your control solution test results do not fall within the range printed on the test strip vial, repeat the test. Out of range results may be due to one or more of the following factors:

- Error in performing the test.
- Expired or contaminated control solution.
- Expired or damaged test strip.
- Failure to shake control solution bottle.
- Failure to discard first drop of control solution and wipe bottle tip clean.

If results continue to fall outside the range printed on the test strip vial, the **Bravo™** Test Strip and Meter may not be working properly. If so, do not use your system and contact your authorized **Endomedical™** sales representative.

CHEMICAL COMPOSITION

Each **Bravo™** Test Strips contains the following reagents:
Enzyme: Glucose oxidase (*Aspergillus* sp.): 2.7 units
Mediator: Hexaamineruthenium (III) chloride : 45.7 ug
Other ingredients: 1.6 ug

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The performance of **Bravo™** BGM System has been evaluated in laboratory and in clinical tests.

ACCURACY

Bravo™ BGM System is calibrated to yield results equivalent to plasma glucose concentrations. The accuracy of the **Bravo™** BGM System (Model GM505MA, GM505MB, GM505MC, GM505MD, GM505ME) was assessed by comparing blood glucose results obtained by patients with those obtained using a YSI Model 2300 Glucose Analyzer, a laboratory instrument. The following results were obtained by diabetic patients at clinic centers.

Slope	0.97
Y-intercept	-0.133 mmol/L
Correlation coefficient (r)	0.993
Number of Sample	114
Range tested	2.5-32.5 mmol/L

Accuracy results for glucose concentration < 4.2 mmol/L		
Within± 0.28 mmol/L	Within± 0.56 mmol/L	Within ± 0.83 mmol/L
8/8 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)

Accuracy results for glucose concentration ≥ 4.2 mmol/L			
Within± 5%	Within± 10%	Within± 15%	Within± 20%
49/106 (46%)	82/106 (77%)	101/106 (95%)	106/106 (100%)

PRECISION

Precision studies were performed in a laboratory using the **Bravo™** BGM System.

Within Run Precision

*Blood avg.	2.8 mmol/L	SD=0.1 mmol/L
*Blood avg.	5.1 mmol/L	SD=0.2 mmol/L
*Blood avg.	7.8 mmol/L	CV=2.4%
*Blood avg.	11.3 mmol/L	CV=2.9%
*Blood avg.	19.2 mmol/L	CV=2.9%

Total Precision

*Control avg.	2.6 mmol/L	SD=0.1 mmol/L
*Control avg.	7.6 mmol/L	CV=3.1%
*Control avg.	18.7 mmol/L	CV=3.5%











This study shows that there could be variation of up to 3.5%.

Reference

1. Canadian Diabetes Association 2008 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada.

These targets are intended to be a guide. Please discuss your blood glucose targets with your physician.

DESCRIPTION OF SYMBOL

	Consult instruction for use
	Temporary limitations
	<i>In vitro</i> diagnostic medical device
	Manufacturer
	Authorized representative
	CE mark reg. IVDD 98/79/EC
	Batch code
	Use by
	Cautions for safety and optimum product use
	Do not reuse


Endomedical™
1-800-282-6542
www.endomedical.ca

Manufactured for:
Endomedical Inc.
775 The Queensway Unit B
Toronto, Ontario
M8Z 1N1

Made in Korea

©2012 Endomedical. All Rights Reserved., Endomedical and Bravo are registered trademarks of Endomedical Inc.



 182100, 182101, 182102, 182104, 182105

 Manufacturer:
i-SENS, Inc. 465-6 Wolgye4-dong,
Nowon-gu, Seoul 139-845, Korea
www.i-sens.com

 **Medical Technology Promedt**
Consulting GmbH, Altenhofstrasse
80, D-66386 St. Ingbert, Germany

Bravo^{MC}

BANDELETTES RÉACTIVES POUR GLYCÉMIE

IMPORTANT

Lire cette information et le manuel d’utilisation *Bravo*^{MC} avant d’utiliser les bandelettes réactives *Bravo*^{MC}.

USAGE PRÉVU ET PRINCIPE D’ESSAI

La bandelette réactive *Bravo*^{MC} est utilisée avec le glucomètre *Bravo*^{MC} pour mesurer de manière quantitative le glucose contenu dans le sang total. Le système d’autosurveillance de la glycémie *Bravo*^{MC} est prévue pour le test automatique à l’extérieur du corps (utilisation diagnostique *in vitro*). Le système d’autosurveillance de la glycémie *Bravo*^{MC} ne doit pas être utilisé pour le diagnostic du diabète ou pour tester des nouveaux-nés. Le glucose contenu dans l’échantillon de sang se mélange avec les produits chimiques spéciaux de la bandelette réactive pour produire un faible courant électrique. Le glucomètre *Bravo*^{MC} détecte ce courant électrique et mesure la quantité de glucose dans l’échantillon de sang.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

- Entreposer les bandelettes réactives uniquement dans leur flacon original.
- Entreposer le flacon dans un endroit frais et sec à une température se situant entre 1 et 30 °C (34-86 °F).
- Tenir le flacon loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Ne pas congeler les bandelettes réactives ou le flacon.
- Fermer le bouchon du flacon de manière étanche immédiatement après avoir sorti une bandelette réactive du flacon.
- Utiliser immédiatement la bandelette réactive après l’avoir sorti du flacon.
- Manipuler uniquement les bandelettes réactives avec des mains propres et sèches.
- En aucune façon, il ne faut plier, couper ou altérer les bandelettes réactives.
- Ne pas insérer de force une bandelette réactive dans le glucomètre. L’enfoncer doucement dans le port de bandelette réactive du glucomètre.
- Appliquer *uniquement* du sang capillaire total frais sur la bandelette réactive.
- Ne pas utiliser de bandelettes réactives si la date de péremption ou d’élimination est dépassée. Utiliser les bandelettes réactives dans une période de six (6) mois suivant l’ouverture du flacon. Consigner la date d’élimination (la date d’ouverture du flacon plus six (6) mois) indiquée sur l’étiquette du flacon.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Tenir les bandelettes réactives et le flacon de bandelettes à l’écart des enfants. Les bandelettes réactives et le bouchon du flacon représentent un risque d’étouffement. Les agents dessiccatifs du bouchon du flacon peuvent être nocifs s’ils sont inhalés ou avalés. Ils peuvent aussi causer une irritation cutanée ou oculaire.
- Les bandelettes réactives sont à usage unique seulement. Ne pas les réutiliser.
- Si la bandelette réactive n’absorbe pas adéquatement l’échantillon de sang, contactez votre représentant autorisé d’*Endomedical*^{MC}.

PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT DE SANG

Se laver les mains et le site de prélèvement propre, au savon et à l’eau chaude. Bien rincer et sécher avant de procéder au prélèvement de sang au moyen d’un autopiqueur.

Prélèvement de sang sur le doigt

Dévisser la pointe de l’autopiqueur. Mettre l’autopiqueur armé contre le côté du bout du doigt. Enfoncer le bouton déclencheur. Masser le bout du doigt pour obtenir une goutte de sang ronde (au moins 0,5 µL). Appliquer le bout de la bandelette réactive à l’échantillon de sang.

Prélèvement de sang sur un site de rechange (avant-bras, paume, cuisse, mollet)

Sélectionner un site de prélèvement propre, souple et charnu exempt de toute veine visible et de poils et loin des os. Masser doucement le site de prélèvement pour favoriser la circulation sanguine et réduire les différences dans les résultats entre le site de prélèvement au doigt et le site de rechange. Tenir l’autopiqueur et l’enfoncer dans le site de prélèvement. Attendre que la surface cutanée, située sous l’autopiqueur, change de couleur. Enfoncer ensuite le bouton déclencheur tout en continuant d’exercer une pression. Toujours tenir l’autopiqueur contre la peau jusqu’à ce qu’une quantité suffisante de sang soit prélevée (au moins 0.5 µL). Soulever doucement l’autopiqueur pour le retirer de la peau.

Situations acceptables pour un test sur un site de rechange

- Période de jeûne
- Avant un repas



Situations exigeant un test sur le bout du doigt

- Lorsque vos taux de glycémie changent rapidement (durant les deux heures qui suivent un repas, a la suite de la prise d’une dose d’insuline ou apres avoir fait de l’exercice)
- Lorsque vous êtes malade ou lorsque vos taux de glycémie semblent etre nettement plus bas que la valeur obtenue lors du test
- Lorsque l’hypoglycémie n’est pas bien reconnue (insensibilité à l’hypoglycémie)
- Quand l’insuline a le plus grand effet
- 2 heures après une injection d’insuline
- Si vous pensez que votre taux de glycémie est bas
- Si vous pensez que vous allez conduire une voiture ou utiliser de la machinerie

MISE EN GARDE

Les résultats du site de rechange et du site de prélèvement au doigt peuvent différer de manière importante en raison de changements rapides de la concentration de glycémie après les repas ou l’exercice, en présence de symptômes hypoglycémiques ou de l’effet de médicaments comme l’insuline. Le fait de frotter le site de prélèvement avant de prélever du sang permet de réduire ces différences. Utiliser un site de prélèvement au doigt si vous souffrez d’hypoglycémie ou avez eu un choc ou des symptômes hypoglycémiques.

PROCÉDURE DE TEST

- 1) Se laver les mains et le site de prélèvement au savon et à l’eau chaude. Bien rincer et sécher.
- 2) Insérer la bandelette réactive dans le port, les barres de contact étant vers le haut. Enfoncer doucement la bandelette jusqu’à ce que le glucomètre émette un bip.
- 3) Le symbole  s’affichera.
- 4) Utiliser l’autopiqueur pour obtenir un échantillon de sang. L’échantillon doit être d’au moins de 0.5 µL pour remplir la fenêtre de confirmation de la bandelette. Lorsque le symbole  s’affiche à l’écran, appliquer l’échantillon de sang au bord de l’extrémité étroite de la bandelette réactive jusqu’à ce que le glucomètre émette un bip. Si la fenêtre de confirmation ne s’est pas remplie, le message Er4 ou un résultat inexact de test s’affichera.
- 5) Le glucomètre effectuera un compte à rebours de cinq à un (5 à 1) à l’écran. Le résultat, l’heure et la date s’afficheront et seront automatiquement enregistrés dans la mémoire du glucomètre. Retirer la bandelette réactive usagée du port. Le glucomètre s’éteint après trois (3) secondes.

RÉSULTATS DU TEST

Le glucomètre *Bravo*^{MC} affichera les résultats situés entre 1,1 et 33,3 mmol/L.

Objectifs glycémiques pour la plupart des personnes atteintes de diabète

L’objectif recommandé pour la glycémie à jeun ou avant les repas est de 4,0 à 7,0 mmol/L. L’objectif recommandé pour la glycémie deux heures après avoir mangé est de 5,0 à 10,0 mmol/L.¹

Résultat de glycémie faible

Si le résultat du test est inférieur à 1,1 mmol/L, **Lo** apparaîtra à l’écran indiquant une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang). Vous devriez suivre les recommandations de votre professionnel de la santé en matière de traitement.

Résultat de glycémie élevée

Si le résultat du test est supérieur à 33,3 mmol/L, **HI** s’affichera à l’écran pour indiquer une hyperglycémie (taux de glucose élevé). Si c’est le cas, suivez les recommandations de votre professionnel de la santé en matière de traitement.

Résultat imprévu

Une lecture de glycémie basse ou élevée peut indiquer un trouble médical possiblement grave. Si vos résultats sont anormalement élevés ou bas ou s’ils ne correspondent pas à votre état, refaites le test au moyen d’une bandelette réactive neuve. Si votre lecture ne correspond pas à vos symptômes ou si votre résultat est inférieur à 3,3 mmol/L ou est supérieur à 13,3 mmol/L, contactez votre professionnel de la santé.

Prendre note des points suivants :

- Un nombre de globules rouges anormalement élevé ou bas (un taux d’hématocrite supérieur à 60% ou inférieur à 20%) peut produire des résultats inexacts.
- Une déshydratation grave (perte d’eau excessive) peut causer de faux résultats bas. Si vous croyez que vous souffrez de déshydratation, consultez immédiatement votre professionnel de la santé.
- Une hauteur au-dessus du niveau de la mer maximum de 3 000 m (10 000 pi) ne produit aucune influence.
- *Interférences* : l’acétaminophène, l’acide ascorbique (vitamine C), l’acide urique et d’autres substances réductrices (en présence d’un taux normal dans le sang ou de concentrations thérapeutiques) n’influencent pas de manière importante les résultats. Cependant, un taux anormalement élevé dans le sang peut causer un résultat élevé inexact.
- Les échantillons de sang qui présentent un taux élevé d’oxygène dissous peuvent produire des résultats de test bas.
- Éliminer les bandelettes réactives adéquatement dans un contenant prévu pour les objets pointus.

CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DU GLUCOMÈTRE ET DE LA BANDELETTE RÉACTIVE

La solution de contrôle *Bravo*^{MC} (A et/ou B) renferme une quantité fixe de glucose et sert à effectuer un contrôle pour savoir si le glucomètre *Bravo*^{MC} et la bandelette réactive *Bravo*^{MC} fonctionnent bien ensemble. Effectuer un contrôle pour les raisons suivantes :

- S’exercer avec la méthode d’essai au moyen de la solution de contrôle plutôt que du sang.
- Utiliser le glucomètre pour la première fois.
- Ouvrir un flacon neuf de bandelettes réactives.
- Présenter des symptômes qui sont incompatibles avec les résultats de votre test de glycémie.
- Selon vous, les résultats du test sont inexacts.
- Selon vous, le glucomètre et les bandelettes réactives fonctionnent mal.

Si vos résultats du test réalisé avec la solution de contrôle ne correspondent pas à la plage imprimée sur le flacon de bandelettes réactives, refaites le test. Les résultats hors plage peuvent être causés par l’un ou plusieurs des facteurs suivants :

- Erreur dans la réalisation du test.
 - Solution de contrôle périmée ou contaminée.
 - Bandelette réactive périmée ou endommagée.
 - Négliger de secouer le flacon la solution de contrôle.
 - Négliger de jeter la première goutte de la solution de contrôle et de nettoyer l’embout du flacon.
- Si les résultats sont toujours hors de la plage imprimée sur le flacon des bandelettes réactives, il est possible que le glucomètre et les bandelettes réactives *Bravo*^{MC} fonctionnent mal. Si c’est le cas, n’utilisez pas le système et contactez votre représentant autorisé d’*Endomedical*^{MC}.

COMPOSITION CHIMIQUE

Chaque bandelette réactive *Bravo*^{MC} renferme les réactifs suivants :

Enzyme: Glucose oxydase (*Aspergillus* sp.) : 2,7 unités
Médiateur: Chlorure d’hexaamineruthenium (III) : 45,7 ug
Autres ingrédients : 1,6 ug

CHARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

La performance des bandelettes réactives de glycémie *Bravo*^{MC} a été évaluée en laboratoire et au moyen d’essais cliniques.

EXACTITUDE

Le système BGM *Bravo*^{MC} est étalonné pour produire des résultats équivalents à la glycémie veineuse. L’exactitude du système BGM *Bravo*^{MC} (modèles GM505MA, GM505MB, GM505MC, GM505MD, GM505ME) a été évaluée par la comparaison de résultats de glycémie, obtenus auprès de patients, et ceux obtenus au moyen d’un analyseur pour le dosage du glucose YSI, modèle 2300, un instrument de laboratoire. Les résultats suivants ont été obtenus auprès de patients diabétiques, dans des centres cliniques.

Pente	0,97
Segment de l’axe y	-0,133 mmol/L
Coefficient de corrélation (r)	0,993
Nombre d’échantillons	114
Plage mise à l’essai	2,5-32,5 mmol/L

Résultats d’exactitude pour le taux de glucose dans le sang < 4,2 mmol/L		
Dans les limites de ± 0,28 mmol/L	Dans les limites de ± 0,56 mmol/L	Dans les limites de ± 0,83 mmol/L
8/8 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)

Résultats d’exactitude pour le taux de glucose dans le sang ≥ 4,2 mmol/L			
Dans les limites de ± 5%	Dans les limites de ± 10%	Dans les limites de ± 15%	Dans les limites de ± 20%
49/106 (46%)	82/106 (77%)	101/106 (95%)	106/106 (100%)

PRÉCISION

Des études de précision ont été réalisées dans un laboratoire utilisant le système *Bravo*^{MC} BGM.

Dans les limites de la précision entre échantillons

*Moyenne sang	2,8 mmol/L	SD=0,1 mmol/L
*Moyenne sang	5,1 mmol/L	SD=0,2 mmol/L
*Moyenne sang	7,8 mmol/L	CV=2,4%
*Moyenne sang	11,3 mmol/L	CV=2,9%
*Moyenne sang	19,2 mmol/L	CV=2,9%

Précision totale











*Moyenne contrôle	2,6 mmol/L	SD=0,1 mmol/L
*Moyenne contrôle	7,6 mmol/L	CV=3,1 %
*Moyenne contrôle	18,7 mmol/L	CV=3,5%

Cette étude montre qu’une variation maximale de 3,5 % est possible.

Référence

1. Lignes directrices de pratique clinique 2008 de l’Association canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète au Canada. *Ces objectifs sont des guides seulement. Veuillez discuter de vos objectifs glycémiques avec votre médecin.*

DESCRIPTION OF SYMBOL

	Consulter les directives d’utilisation		
	Limites temporaires		
	Instrument médical pour diagnostic <i>in vitro</i>		
	Fabricant		Représentant autorisé
	Marque CE déposée IVDD 98/79/CE		Code de lot
	Utilisé avant		
	Mises en garde pour une utilisation sécuritaire et optimale du produit		
	Ne pas réutiliser		

EndomedicalTM

1-800-282-6542
www.endomedical.ca


Fabriqué pour:
Endomedical Inc.
775 The Queensway Unit B
Toronto, Ontario
M8Z 1N1

Fabriqué en Corée

©2012 Endomedical. Tous droits réservés., Endomedical et Bravo sont des marques de commerce déposées d’Endomedical Inc.





 182100, 182101, 182102, 182104, 182105

PGC3E0310 REV1 11/2012